

S - TUBO con Activador coagulante

TIPO: Tubo plástico para toma de muestras de sangre con tapón de goma o plástico **MATERIAL DE ENSAYO:** Con suero. **PRUEBA:** Serología / Química Clínica **ADITIVO:** Activador de la coagulación **CÓDIGO ETIQUETA:** S color rojo. **VENCIMIENTO:** 24 meses - **PRESENTACIÓN:** En racks de PVC por 50 unidades. Industria Argentina. Registro Sanitario ANMAT PM .

Detalles: Los tubos con ACTIVADOR son identificados con etiquetas y tapa rojas, y código S de acuerdo a Normas ISO 6710. Los tapones pueden ser plástico o de goma perforable aptos para agujas muestreadores automáticas. Estos tubos son fabricados en material plástico PoliMetilMetacrilato (PMMA) o Polipropileno (PP) según sea la necesidad. Son de un sólo uso (descartables), resistentes a centrifugación, con muestras que se deben homogeneizar suavemente y recubiertos en su interior con micropartículas para activar la coagulación.

Recomendaciones: Utilizar guantes al manipular tubos con pruebas microbiológicas. Verificar que la camisa portatubos de la centrifuga esté sin restos de partículas que puedan provocar roturas. Tener en cuenta que son 3000 G y no RPM.

Para convertir RPM a G utilizar: $FCR = 1,118 \cdot 10^{-5} \cdot r \cdot (rpm)^2$ http://www.fisicanet.com.ar/fisica/idades/tb35_velocidadangular.php



Código	Medidas	Cubicaje
12341132 Tubo	13x75 PP t/roja PE c/gran.	3ml
12341132 Tubo	12x75 PP t/roja TR c/gran.	3ml
12341132 Tubo	12x86 PP t/roja PE c/gran.	5ml
12341132 Tubo	12x100 PP t/roja PE c/gran.	6ml
12341132 Tubo	12x100 PP t/roja TR c/gran.	6ml
12341132 Tubo	13x75 PMMA t/roja PE c/gran.	3ml
12341132 Tubo	13x75 PMMA t/roja TR c/gran.	3ml

Código	Medidas	Cubicaje
12341132 Tubo	12x85 PMMA t/roja PE c/gran.	5ml
12341132 Tubo	12x85 PMMA t/roja TR c/gran.	5ml
12341132 Tubo	12x100 PMMA t/roja TR c/gran.	6ml
12341132 Tubo	12x100 PMMA t/roja PE c/gran.	6ml
12341132 Tubo	16x100 PMMA t/roja PE c/gran.	10ml
12341132 Tubo	16x100 PP t/roja PE c/gran.	10ml